



PORTAVO 907

Knick >

MEMO SENS



- Inteligente diseño
- Electrodo Memosens en todas las versiones y electrodo o célula estándar (analógicos), respectivamente, por cada versión, con software inteligente que le permite recoger medidas, según sus deseos y transmitir las a su PC para disponer de tablas, gráficas, hojas de datos...
- Soluciones multisensor para plantas pilotos, conectables a PC...

Sensoface



Multi pH

Escalas de medida

pH -2.00...16.00

mV ±1300 mV (2000 mV Memosens)

Temperatura -20...120°C

VERSIÓN

Cat nº	Descripción
KP-PH907-2	pHmetro portátil Knick PORTAVO 907, con maleta, disoluciones pH 4.01 y pH 7.00, software, cable PC y manual español. Sin electrodo, ni cable, ni sonda de temperatura.

Multi Conductividad

Escalas de medida

Cond 0.1 µS...200 mS (2 polos) / 0.1 µS...1000 mS (4 polos)

Concentración

Salinidad 0.0 g...45.0 kg (0...30 °C) / **TDS** 0...1999 mg/l (10...40 °C)

Temperatura -20.0...120.0 °C / < 0.2 K

VERSIÓN

Cat nº	Descripción
KP-COND907-2	Conductímetro portátil Knick PORTAVO 907, con maleta, patrones de 1413 µS y 12.88 mS, software, cable PC y manual español. Sin célula, ni cable, ni sonda de temperatura.

Multi Oxígeno disuelto

Escalas de medida

OD 0.00 µg/l...19.99 mg/l (ppm), con sensor óptico SE 340

Salinidad 0.0...45.0 g/kg

Temperatura -20...150°C

Presión Barométrica 0...1.100 mbar

VERSIONES

Cat nº	Descripción
KP-OXY907-3	Oxímetro portátil Knick PORTAVO 907 con maleta. Con sensor óptico SE340 y software.
KP-OXY907-2	Oxímetro portátil Knick PORTAVO 907 con maleta. Sin sensor, ni cable, ni sonda de temperatura.



PORTAVO 907



PORTAVO		907		
		Multi pH	Multi COND	Multi OXY
Multiparamétrico (número de canales)		2		
Sensores Analógicos	pH/ORP	✓		
	COND		✓	
Sensores Memosens	pH/ORP	✓	✓	✓
	COND	✓	✓	✓
	COND Ind.	✓	✓	✓
OXY óptico (SE340)				✓
Sensor Isfet		✓	✓	✓
Gestión de usuarios		✓	✓	✓
Verificación del sensor		✓	✓	✓
Software PC Paraly SW 112		✓	✓	✓
Reloj en tiempo real		✓	✓	✓
Batería Li-Ion (opcional)		✓	✓	✓
Modo de calibración		Calimatic (automático) + manual + entrada de datos y automático al aire o patrón O para O ₂		
Indicador de estado del sensor		Sensoface		
Calibración GLP		Sí, con fecha y hora		
Caducidad de calibración		1...99 días		
Puntos de calibración		<p>pH 1...3 (USA, NIST, DIN 19267 + 2 usuarios + 8 familias comerciales)</p> <p>COND. 1413µS/cm y 12.88 mS/cm + Cte. 0.005...200.0 cm⁻¹ o conductividad de la solución</p> <p>O₂ 1 o 2 (100% aire y patrón 0%)</p>		
Datalogger (Menolog para Memosens, calibración y datos del sensor)		10.000		
Multilingüe		ES, EN, FR, DE, IT, PT		
Pantalla		Pantalla gráfica a color transreflectiva, incluso con exposición a luz solar directa		

Portavo 907 de 2 canales (Opcional)

Cat nº	Software
KP-SW-P003.	Opción de software SW-P003. Operación simultánea multicanal de 2 sensores para todos los Portavo 907 Multi dispositivos y Portavo 908 Multi.